

Información nutricional  
por sobre de

*Enterex  
Hepatic*

Nutrientes	Cantidad	Fuente	Distribución calórica
Proteínas (g)	18.6	Aminoácidos	15%
Carbohidratos (g)	71.7	Maltodextrina	57%
Grasas (g)	15.4	Aceite de canola y MCT	28%
Calorías totales	500 Kcal	Densidad Calórica	1.2 Kcal/ml
Osmolalidad	560 mOsm	Nitrógeno total	3 g

Instrucciones para preparar y servir Enterex® Hepatic

- Vierta 350 ml de agua en una licuadora
- Agregue un sobre de Enterex® Hepatic
- Mezcle a baja velocidad durante 30 segundos
- Sirva inmediatamente o refrigere

**Nota:** Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.



Atención y Sugerecias 01 800 20 20 365  
www.pisa.com.mx

L364-150611

*Un paso en la solución  
al dilema nutricional del paciente  
con insuficiencia hepática.*



- Alto aporte de Aminoácidos de cadena ramificada
- Bajo en aminoácidos aromáticos y metionina
- Contiene Arginina, que ayuda a disminuir los niveles plasmáticos de amonio
- MCT/LCT como fuente de lípidos para una mejor absorción
- 100% maltodextrina como fuente de carbohidratos
- Endulzado con sucralosa

*Enterex  
Hepatic*

*Suplemento de aminoácidos y calorías para el manejo nutricional de pacientes con enfermedad hepática crónica*